

manual

Foot massager

Item: 47104

EN

NO

SV

www.rubicson.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2021-04-28



Rubicson®

Overview

1. Foot cover
2. Massage heads
3. Massage cushion
4. Heat button
5. Power button
6. Power input
7. Zipper



Specifications

Timer:	15 min
Fabric:	Micro plush, wool
Size:	31x29.5x17 cm
Weight:	1.3 kg

Use

1. Connect the power adapter to the power input (6) and a wall outlet.
2. Choose to use as either foot massage or back massage:

Foot massage

Zip the foot cover (1) onto the massage cushion (3). Sit down in a comfortable chair or couch and place your feet into the foot cover. Do not stand up during the massage.

Back massage

Unzip the foot cover (1). Sit down in a chair or couch with a backrest and place the massager on the part of your back that needs the massage.

3. Press the Power button (5) to turn on the massager.
4. Press the Heat button (4) to turn on heat during the massage. Press again to turn off the heat.

The massager turns off automatically after 15 minutes. Press the Power button to turn it off sooner.

Disconnect the power adapter after use.

Cleaning and maintenance

Clean the massager with a damp cloth if it has become dirty. Clean the rest of the massager with a dry cloth. Do not use any abrasive detergents. These can damage the surface.

Store the massager in a dry environment and at temperatures between 0 and 40 °C.

Safety information

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Use with the provided power adapter only.

If you are unsure whether to use the massager due to a medical condition, consult a doctor.

Do not use the massager for more than 30 continuous minutes. Do not massage one muscle group for longer than 15 minutes.

Do not use the massager if any part of the massager or the power adapter is damaged.

For domestic use only.

Do not immerse the massager in water.

Specification for power supply

Input voltage (V)	100-240 V AC
Input AC frequency (Hz)	50/60 Hz
Output voltage (V)	12 V DC
Output current (A)	2 A
Output power (W)	24 W
Average active efficiency (%)	86.55 %
Efficiency at low load (10%)	82.96 %
No-load power consumption (W)	0.06 W

Oversikt

1. Fotmassasje-trekk
2. Massasjehode
3. Massasjepute
4. Varmeknapp
5. Av/på-knapp
6. Strømtilkobling
7. Glidelås



Spesifikasjoner

Timer	15 min
Stoff	Microplysch, ull
Mål:	31x29,5x17 cm
Vekt:	1,3 kg

Bruk

1. Koble strømadapteren til strømtilkoblingen (6) og inn i en stikkontakt.
2. Velg å bruke enheten enten som fotmassasje eller som ryggmassasje:

Fotmassasje

Sett på fotmassasje-trekket (1) over massasjeputen (3). Sett deg ned i en komfortabel stol eller sofa og plasser føttene i apparatet. Ikke stå oppreist under massasjen.

Ryggmassasje

Fjern fotmassasje-trekket (1). Sett deg ned i en stol eller sofa med en ryggpute og plasser massasjeputen ved den delen av ryggen som trenger massasje.

3. Trykk på Av/på-knappen (5) for å starte massasjeapparatet.
4. Trykk på Varmeknappen (4) for skru på varme under massasjen. Trykk igjen for å skru av.

Apparatet vil skru seg av automatisk etter 15 minutter. Trykk på av/på-knappen (5) for å skru det av manuelt.

Koble fra strømtilførselen etter bruk.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjør massasjeapparatet med en fuktig klut hvis det har blitt skittent. Vask resten av enheten med en tørr klut. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler. Dette kan skade de ytre overflatene.

Oppbevar enheten i et tørt miljø med temperaturer mellom 0 til 40 °C.

Sikkerhetsinformasjon

Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller av personer som ikke har erfaring med og/eller kunnskap om apparatets bruk, med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet fungerer, av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.

Barn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Skal bare brukes med det inkluderte strømadapteret.

Hvis du er usikker på om du kan bruke massasjeapparatet på grunn av en medisinsk tilstand, kontakt din lege først.

Ikke bruk massasjeapparatet i mer enn 30 minutter av gangen, og ikke på samme muskelgruppe i mer enn 15 minutter av gangen.

Ikke bruk apparatet hvis det er skader på selve enheten eller strømadapteren.

Bare for husholdningsbruk.

Ikke senk enheten ned i vann.

Spesifikasjoner for strømtilførsel

Inngangsspenning (V)	100-240 V AC
Inngående AC-frekvens (Hz)	50/60 Hz
Utgangsspenning (V)	12 V DC
Utgangsstrøm (A)	2 A
Utgangseffekt (W)	24 W
Gjennomsnittseffekt (%)	86,55 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	82,96 %
Strømförbruk - ingen belastning (W)	0,06 W

Översikt

1. Fotöverdrag
2. Massagehuvud
3. Massagedyna
4. Värmeknapp
5. Av/på-knapp
6. Strömanslutning
7. Dragkedja



Specifikationer

Timer:	15 min
Material	Microplysch, ull
Storlek:	31x29,5x17 cm
Vikt:	1,3 kg

Användning

1. Anslut nätadaptern till massageapparatens strömanslutning (6) och ett vägguttag.
2. Använd massagen till antingen fotmassage eller ryggmassage:

Fotmassage
Dra på fotöverdraget (1) på massagedynan (3). Sätt dig ned i en bekväm stol eller soffa och sätt fötterna i fotöverdraget. Ställ dig inte upp under massagen.

Ryggmassage
Ta loss fotöverdraget (1). Sätt dig ned i en stol eller soffa med ryggstöd och placera dynan vid den del av ryggen som behöver masseras.
3. Tryck på Av/på-knappen (5) för att starta massageapparatens.
4. Tryck på Värmeknappen (4) för att aktivera värmen under massagen. Tryck igen för att stänga av värmen.

Efter 15 minuter stängs massageapparatens automatiskt av. Vill du stänga av den tidigare än så trycker du på Av/på-knappen.

Koppla bort nätadaptern efter användning.

Rengöring och underhåll

Rengör massageapparatens med en fuktig trasa om den har blivit smutsig. Rengör resten av massageapparatens med en torr trasa. Använd inga slipande rengöringsmedel. Dessa kan skada ytan.

Förvara massageapparatens i en torr miljö vid temperaturer mellan 0 och 40 °C.

Säkerhetsinformation

Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparatens av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

Barn bör övervakas när de använder massageapparatens så att de inte leker med apparatens.

Använd endast medföljande nätadapter.

Kontakta läkare innan användning om du är osäker på om du ska använda massageapparatens på grund av ett medicinskt tillstånd.

Använd inte massageapparatens i mer än 30 minuter i följd. Massera inte en muskelgrupp längre än 15 minuter.

Använd inte massageapparatens om någon del av massageapparatens eller nätadaptern är skadad.

Endast för hushållsbruk.

Sänk inte ned massageapparatens i vatten.

Specifikationer för strömförsörjning

Ingående spänning (V)	100-240 V AC
Ingående AC-frekvens (Hz)	50/60 Hz
Utgående spänning (V)	12 V DC
Utgående ström (A)	2 A
Utgående effekt (W)	24 W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge (%)	86,55 %
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	82,96 %
Elförbrukning vid noll-last (W)	0,06 W

